

PRECISION PROFILE™: ÉÉN AANMEETPROCEDURE

Start met een nieuwe refractie, kies de laagst mogelijke ADD om de best mogelijke visus op alle afstanden te verkrijgen

Keuze initiële lens

- Bepaal het sferisch equivalent voor ver, omgezet naar HVA = 0, geef de voorkeur aan de meest POSITIEVE/minst negatieve vertesterkte en voeg binoculair +0.25D toe
- Bepaal de initiële additie (LO, MED, HI) gebaseerd op de tabel hiernaast

KEUZE ADDITIE	
MINIMUM ADD	BEIDE OGEN
Tot + 1.25	LO
+1.50 tot +2.00	MED
+2.25 tot +2.50	HI



Laat de klant gedurende

de lens ervaren, buiten de aanpasruimte, alvorens de visus te evalueren

Overrefractie voor ver

- Voer een binoculaire en monoculaire overrefractie uit
- Controleer de kwaliteit van de visus dichtbij met alledaagse gebruiksvoorwerpen
- Indien niet gelijk aan 0.00, neem dan nieuwe paslenzen
- Geef de paslenzen mee. De drager dient nu gedurende ongeveer 1 tot 2 weken zijn visus te beoordelen onder normale omstandigheden.

TIPS VOOR OVERREFRACTIE

- Controleer de visus ALTIJD onder binoculaire omstandigheden
- Streef naar de hoogste PLUS sterkte die aanvaard wordt voor ver
- Gebruik GEEN foropter - alleen pasglasjes
- Wijzig de ADD NIET

96%

aanpassucces met Alcon Multifocale contactlenzen in dit stadium^{1*}

ALCON PRECISION PROFILE™ PORTFOLIO



PRODUCT KENMERKEN	De eerste en enige multifocale lens met een watergradiënt voor uitzonderlijk comfort, een gereduceerd droogtegevoel en een ononderbroken visus	De enige contactlens met knipperslag geactiveerde bevochtigingstechnologie, voor verfrissend comfort	De enige multifocale maandlens met SmartShield™ technologie, voor weerstand tegen aanslag en consistent comfort
Materiaal	Delefilcon A	Nelfilcon A	Lotrafilcon B
Diameter	14.1 mm	14.0 mm	14.2 mm
BCR	8.5 mm	8.7 mm	8.6 mm
Dk/ L	156 @ -3.00 D	26 @ -3.00D	138 @ -3.00D
Middendikte	0.09 mm @ -3.00D	0.10 mm @ -3.00D	0.08 mm @ -3.00D
Handling Tint	Lichtblauwe VISITINT®	Lichtblauwe VISITINT®	Lichtblauwe VISITINT®
Sterkten (D) per 0.25	+6.00 tot -10.00*	+6.00 tot -10.00	+6.00 tot -10.00
ADD sterkten	LO, MED, HI	LO, MED, HI	LO, MED, HI
Watergehalte kern	33%	69%	33%
Watergehalte oppervlak	>80%	-	-
IDEAAL VOOR	Dragers die op zoek zijn naar de ultieme contactlens ervaring	Dragers die op zoek zijn naar het gemak van een betaalbare daglens	Dragers die overstappen van een week- of maandlens

* Bij lancering: +3.00 tot -6.00D per 0.25D