

## OPTI-FREE® PureMoist® MPDS

alles-in-één desinfectievloeistof die contactlenzen gedurende 16 uur bevochtigt<sup>1,3</sup>.

### → Voor wie?

Contactlensdragers die:


- hun lenzen graag langer willen dragen gedurende de dag
- een alles-in-één desinfectievloeistof verkiezen




### → Kenmerken & voordelen

Kenmerken	Voordelen
Bevat als enige vloeistof de unieke bevochtigingstechnologie HydraGlyde® Moisture Matrix <sup>1,3</sup>	16 uur lensbevochtiging <sup>1,3</sup> Comfortabel gevoel vanaf het aanbrengen tot het uitnemen van contactlenzen
Biocompatibele desinfectie met POLYQUAD® en ALDOX® met EDTA	Effectieve desinfectie van bacteriën, schimmels en sommige acanthamoeba
Reiniging dmv het vertrouwde Multi-fase systeem	Verwijdert effectief vet-en eiwitaanslag Voorkomt vetaanslag


### → Unieke HydraGlyde® Moisture Matrix



HydraGlyde® Moisture Matrix, ontwikkeld om vocht aan te trekken en vast te houden<sup>1,2,4</sup>



HydraGlyde® Moisture Matrix nestelt zich in en op het lensoppervlak<sup>1,2,4</sup>



Er wordt een vochtig laagje gecreëerd, de lenzen blijven 16 uur bevochtigd<sup>1,3</sup>

## → Technische specificaties

- ▶ **Omschrijving** Alles-in-één desinfectievloeistof voor het dagelijks reinigen, verzorgen, afspoelen, verwijderen van vet-en eiwitaanslag, voorkomen van vetaanslag, desinfecteren en bewaren van silicone hydrogellenzen en zachte contactlenzen
- ▶ **Samenstelling** Natriumcitraat, natriumchloride, boorzuur, aminomethylpropanol, sorbitol, dinatriumedetaat, HydraGlyde® Moisture Matrix, TETRONIC® 1304, POLYQUAD®, ALDOX®
- ▶ **Werking**
  - De HydraGlyde® Moisture Matrix zorgt voor een 16 uur durende bevochtiging waardoor de lenzen heel de dag comfortabel aanvoelen
  - Reinigt door dagelijks vet-en eiwitaanslag op de lenzen te verwijderen
  - Voorkomt vetaanslag
  - De biocompatibele desinfectiemiddelen POLYQUAD® en ALDOX® werken tegen schadelijke micro-organismen (bacteriën, schimmels en acanthamoeba)
- ▶ **Desinfectietijd** 6 uur
- ▶ **Verpakking** 90ml, 300ml, voordeelverpakking (3x300ml +90ml)